

DNA genómico

La extracción del DNA genómico suministrado se ha llevado a cabo utilizando un kit de purificación de DNA genómico, y la cantidad y pureza ha sido controlada por procedimientos estándar.

Se suministra un total de 5 µg de DNA de alto peso molecular desecado, que puede ser utilizado para técnicas de amplificación por PCR u otras aplicaciones de biología molecular. Antes de utilizar se recomienda diluir en agua ultrapura o tampón TE, seguido de una incubación durante 15 minutos a temperatura ambiente, y de una mezcla por inversión durante 1 minuto. Conservar el DNA diluido a 2-6°C.

El periodo de garantía es de 30 días desde la fecha de recepción de la misma. Sin embargo, el DNA genómico suministrado, conservado en condiciones óptimas, es estable hasta un año después de la fecha de emisión de este certificado.

Genomic DNA

DNA extraction has been carried out using a Genomic DNA Purification kit. The quantity and purity have been controlled using standard procedures.

A total amount of 5 µg of dried high molecular weight DNA, appropriate for PCR amplification and other molecular biology applications, is supplied. Dilution of the DNA in ultrapure water or TE buffer, followed by incubation for 15 minutes at room temperature and gently mixture for 1 minute, is recommended before use. Diluted DNA should be stored at 2-6°C.

The warranty period is 30 days from the date of receipt. However, the supplied genomic DNA in appropriate storage conditions is stable up to one year after the date of issue of this certificate.